

# Haier

## REFRIGERADOR Y CONGELADOR

HYCD-282A

### DESCRIPCIÓN

El refrigerador y congelador HYCD-282A ofrece una gran capacidad de almacenamiento con rendimiento de temperatura rápida. Cuenta con la ventaja de capacidad de almacenamiento óptimo para diferentes temperaturas, con diseño de doble gabinete para refrigeración de 2 ~ 8°C y congelación de -20 ~ -40°C. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo, medicamentos y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre y en farmacéutica.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puerto USB para la registro de datos
- Capaz de registrar datos de temperatura hasta por un mes.
- Pantallas independientes para sección de refrigeración y congelación..

### SEGURIDAD

- Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja, fallo de energía, error en el sensor, batería baja, temperatura ambiente alta y alarma remota.
- Dos tipos de alarmas: zumbido y luz intermitente.

### DISEÑO ERGONÓMICO

- Puertas con clip para asegurar un mejor cierre.
- Cajones diseñados con porta etiquetas para fácil identificación de muestras almacenadas.
- Luz LED interior ahorradora de energía.

<b>ESPECIFICACIONES</b>		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Tipo de gabinete	Vertical
	Tipo de refrigeración	Refrigerador: Forzada Congelador: Directa
	Modo de descongelación	Refrigerador: Automático Congelador: Manual
	Refrigerante	Libre de CFC
	Ruido	43 dB
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Rendimiento de refrigeración	Congelación: -40°C
	Intervalo de temperatura	Refrigerador: 2~ 8°C Congelador:-20~40°C
<b>CONTROL</b>	Controlador	Microprocesador
	Visualización	Pantalla LED
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	Alimentación	220V/60Hz
	Potencia	400W
	Corriente eléctrica	2.8 A
<b>DIMENSIONES</b>	Capacidad	Refrigerador: 185L Congelador: 97L
	Peso neto/bruto	145/160 (kg)
	Dimensiones internas	Refrigerador: 605 x 510 x 720 (mm) Congelador: 515 x 465 x 440 (mm)
	Dimensiones externas	736 x 660 x 1810 (mm)
<b>FUNCIONES</b>	Temperatura alta/baja	Sí
	Alarma remota	Sí
	Falla de energía	Sí
	Error de sensor	Sí
	Batería baja	Sí
	Temperatura ambiente alta	Sí

HYCD-282A

# Haier

<b>ACCESORIOS</b>	Ruedas	Sí
	Patas estabilizadoras	Sí
	Orificio para pruebas de temperatura	Sí
	Cajones/puertas internas	Refrigerador: 3/1 Congelador: 0/2
	Interfaz USB	Sí
<b>OTROS</b>	Certificación	CE