

# AUTOCLAVE MANUAL

## PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	CVQ-280D
Volumen de esterilización	24 L.
Temperatura	126°C
Presión de máxima seguridad	0.165 Mpa.
Intervalo de tiempo	0 - 60 minutos.
Rango de ajuste de presión	0.05 - 0.14 Mpa.
Presión de trabajo	0.14 - 0.16 Mpa.
Dimensiones de tambor	Φ 270*390mm.
Dimensiones	42*42*73 mm.
Peso neto	14 Kg.
Alimentación	1.5 KW / AC 127V / 50 Hz.

## VENTAJAS

La autoclave manual utiliza vapor para esterilizar artículos de manera rápida y eficiente. Puede usarse en hospitales, centros de salud pública, estaciones sanitaria, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica. Se puede esterilizar equipo médico, ropa de cirugía, utensilios de vidrio, soluciones, sustratos, etc. Puede emplearse también como olla para obtener agua potable de alta calidad en industrias y empresas mineras.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.