

# ESTERILIZADOR BACTERIOLÓGICO HM-3000

El bacti-incinerador elimina microorganismos utilizando calor infrarrojo, producidos por un elemento cerámico libre de asbesto que garantiza la máxima esterilización. El tiempo de esterilizado es de 5 a 7 minutos a una temperatura promedio de 800°C. Muy utilizado para esterilizar agujas, tubos de cultivo, etc.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Temperatura máxima</b>	915°C ± 50°C.
<b>Máx. área de esterilización</b>	x 14 mm.
<b>Máx. largo de esterilización</b>	150 mm.
<b>Dimensiones</b>	130 x 102 x 180 mm.
<b>Alimentación</b>	120Vm 50Hz, 135W.
<b>Peso</b>	1.3 Kg.



*As Instruments se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso, con el fin de mejorar su operación y/o presentación.*

